


## De laatste technologie in wondlijm.

### Het product

- INDERMIL<sup>®</sup> flexifuze™ is een steriele wondlijm.
- INDERMIL<sup>®</sup> flexifuze™ is geïndiceerd voor het sluiten van huidwonden op de eerste hulp en incisies op de operatiekamer.



## Voor de patiënt

- **Flexibel<sup>1</sup> als de huid**; voelt aan als een tweede huidlaag.
- **Waterbestendig<sup>2</sup>**; direct na de ingreep kan de patiënt douchen.
- **Verminderde angst, minder pijn**; geen verdoving, injectie, hechtingen en nietjes nodig.
- **Uitstekend cosmetisch resultaat**; minder trauma, minder littekenvorming.
- **De wond verkleurt niet<sup>3</sup>**; transparante lijm.
- **Microbiële barrière<sup>4</sup>**; vermindert het risico op infecties.
- **Minimale warmteontwikkeling<sup>5</sup>**.

## Voor de arts

- **Borstel applicator<sup>6</sup>**; penseel, een gepatenteerde technologie die het mogelijk maakt een brede lijmfilm aan te brengen om de wond optimaal te sluiten.
- **Precisie tip**; een optie om met de precisie tip zeer precies te lijmen.
- **Snelle en makkelijke applicatie** - droogt in **30-60 seconden<sup>7</sup>**.
- **INDERMIL® flexifuze™ is tot 40 minuten na het breken van de ampul te gebruiken<sup>8</sup>**.
- **INDERMIL® flexifuze™ blijft 5-8 dagen<sup>9</sup> op de huid zitten** en werkt als een microbiële barrière<sup>4</sup>.
- **Reduceert het risico van een prikaccident<sup>10</sup>**.

## Bestel informatie

Item nummer: CM001

Omschrijving: Indermil®flexifuze™ wondlijm

Verpakking: 12 x 0.75ml ampullen per doos

Voor meer informatie neem contact op met:

[info@stinnow.com](mailto:info@stinnow.com)



### References:

1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11 – Reports on file at Connexicon Medical Ireland. 3 - Swan, MC, Descamps, MJL, and Broadhurst, A. Scar Tattooing Following the Use of Tissue Adhesive Plast. Recon. Surg. 2006; March: 1054-1055 6 - Patent US8047735 B2, EP 1994886 B1 Applicator tip for applying surgical glue. 10 - Gordon CA (2001). Reducing needle stick injuries with the use of 2-octyl cyanoacrylate for laceration repair. American Academy of Nurse Practice.

INDERMIL® is een geregistreerd trademark van Connexicon Medical Ltd. flexifuze™ is een trademark van Connexicon Medical Ltd. © 2016 Connexicon Medical. Gemaakt in Jerland. [FF-BANR-DIS-Rev001-160524] Distributeur in Nederland is Stinnow. Ga voor meer informatie naar [www.stinnow.com](http://www.stinnow.com)